

ADP 86

Module

avec pompe de surpression externe pour eau déminéralisée sans pression.



- Pour compenser une pression trop faible côté client avec eau déminéralisée

Numéro EAN: 4002516873969 / Numéro de matériel: 12711800 /

Ancien Numéro de matériel: 69224100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Catégorie de produit	
Accessoires d'appareils encastrables	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique, Inox
Couleur	Blanc
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,25
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	235
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	300
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	390
Poids net en kg	7,38
Poids brut en kg	8,23