

APWD 332

Panier à mailles

plat, avec cinq entretoises en silicone.



- Grande perforation et lavage uniforme
- Agencement idéal et fixation des instruments dans le panier
- Ouverture et fermeture faciles d'une seule main
- Adapté au conteneur d'instruments stériles APWD 334
- Dimensions : 273 x 176 x 30 mm

Numéro EAN: 4002516910022 / Numéro de matériel: 12752360 /

Ancien Numéro de matériel: 69633200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Silicone
Couleur	Inox, Jaune
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	176
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	273
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	45
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	290
Poids net en kg	0,53
Poids brut en kg	0,55