

APWD 334

Conteneurs stériles

pour la charge des compléments à mailles, soit 1 x APWD 331 soit 1 x APWD 332.



- Fermeture hermétique aux germes du couvercle
- Retrait couvercle rapide et sans contamination à l'issue de la stérilisation
- Support de filtre rapide pour remplacer facilement le filtre permanent
- Empilable pour un gain de place
- Dimensions : 312 x 190 x 46 mm

Numéro EAN: 4002516910039 / Numéro de matériel: 12752500 /
Ancien Numéro de matériel: 69633400D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Containers stériles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Aluminium
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	1
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	46
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	312
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	50
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	320
Poids net en kg	0,89
Poids brut en kg	0,99