

APWD 336
Filtres permanents
pour jusqu'à 1'000 cycles.



- Bons résultats de séchage dans le conteneur
- Résistance et grande longévité
- Deux pièces par paquet
- Pour une utilisation dans APWD 334 et APWD 335

Numéro EAN: 4002516909903 / Numéro de matériel: 12752660 /
Ancien Numéro de matériel: 69633600D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Filtres permanents	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	215
Dimension extérieure, largeur nette en mm	94
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	15
Dimension extérieure, largeur brute en mm	255
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	255
Poids net en kg	0,08
Poids brut en kg	0,17