

ProCare Dent 30 C - 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l

pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs
- Adapté aux processus des laveurs-désinfecteurs Miele
- Bonne compatibilité des matériaux, sans phosphates
- Neutralise les résidus d'alcalis
- À base d'acide citrique

Numéro EAN: 4029577158033 / Numéro de matériel: 12796300 /

Ancien Numéro de matériel: 66915303V1

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	1,0
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Recommandation de dosage (par cycle de rinçage)	1 ml/l (0,1 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateurs
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Principaux domaines d'utilis.	
Cabinet dentaire	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Acide citrique, Conservateurs
Température de stockage minimale en °C	-3
Température de stockage maximale en °C	30
Convenant à l'aluminium anodisé	•
Convient pour les instruments standard et les instruments de transfert	•
Sans tensioactifs	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Convient pour les des matériaux sensibles	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Excellente capacité de rinçage	•
Sans composés phosphorés	•
Prévention des dépôts de calcaire dans la cuve de lavage	•
Ne convient pas aux instruments de transfert	Convient pour instrument standard/transfert, Convient pour alu anodisé, Résistance à l'acidité de la charge et des conduites d'évacuation
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217

ProCare Dent 30 C - 5 l

Agent neutralisant, acide, 5 l

pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.



Numéro EAN: 4029577158033 / Numéro de matériel: 12796300 /

Ancien Numéro de matériel: 66915303V1

Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6
Capacité en ml	5000

Conformités, contrôles et indicateurs

CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•