

APH 551 Imprimante pour la production d'étiquettes de produits stériles.



- Pack complet avec imprimante, bloc d'alimentation, câbles et étiquettes
- Marquage sûr du produit stérile emballé
- Complément pratique aux stérilisateurs CUBE/CUBE X
- Peut être utilisé avec Segosoft Miele Edition

Numéro EAN: 4002516889908 / Numéro de matériel: 12808850 /
Ancien Numéro de matériel: 68817006D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Caractéristiques du produit	
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	2,34
Poids brut en kg	3,06