

## FlexTop3-Bowls

Plats de cuisson/récipients, trois pièces

pour préparer les aliments à griller et les sauces et les maintenir au chaud.

Numéro EAN: 4002516910060 / Numéro de matériel: 12846070 /  
Ancien Numéro de matériel: 33996029INT1



- Convient pour une utilisation dans le FlexRack Cooking System
- Peut être monté n'importe où dans le FlexRack, avec un cadre FlexBase
- 65 mm de profondeur pour conserver/maintenir au chaud aliments à griller/sauces
- Donne une nouvelle dimension au grill et à la cuisson
- 100 % inox, idéal pour le nettoyage au lave-vaisselle
- Set pratique composé de trois plats de cuisson/récipients