

BowlTop1

Couvercle pour plat de cuisson/réceptier avec poignée.

compatible avec plats de cuisson/réceptiers FlexTop1, OrgManager et PrepManager.

Numéro EAN: 4002516909705 / Numéro de matériel: 12848380 /
Ancien Numéro de matériel: 33996031INT1



- Idéal pour le stockage, le maintien au chaud ou la cuisson
- 100 % inox, idéal pour le nettoyage au lave-vaisselle
- Recouvre parfaitement les plats/réceptiers FlexTop1, OrgManager et PrepManager