

## BowlTop2

Couvercle pour plat de cuisson/réceptier avec poignée.

compatible avec plats de cuisson/réceptiers FlexTop2, OrgManager et PrepManager.

Numéro EAN: 4002516909958 / Numéro de matériel: 12848440 /  
Ancien Numéro de matériel: 33996032INT1



- Idéal pour le stockage, le maintien au chaud ou la cuisson
- 100 % inox, idéal pour le nettoyage au lave-vaisselle
- Recouvre parfaitement les plats/réceptiers FlexTop2, OrgManager et PrepManager