

APFD 200/1
Complément
pour la prise en charge optimale des détendeurs.



- Convient à la prise en charge sûre de 6 détendeurs
- Accessoires : 2 paniers petites pièces à 3 compartiments colorés
- Raccord air respiré et indicateur air comprimé
- Raccord par accouplements rapides (compatible Parker Rectus 25)
- -

Numéro EAN: 4002516936831 / Numéro de matériel: 12904920 /
Ancien Numéro de matériel: 67020003D

Composants	
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Catégorie de produit	
Complément pour appareils respiratoires	•
Domaine d'application	
Traitement des appareils respiratoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Acier inoxydable, Noir
Indicateur air comprimé	•
Capacité	
Appareils respiratoires [nombre]	6
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	164
Dimension extérieure, largeur nette en mm	474
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	452
Poids net en kg	7,00
Poids brut en kg	7,60