

PrepManager

Set de plats de cuisson/récipients pour tiroirs de taille S

créé un espace de stockage pour des ingrédients comme des légumes ou des herbes.

Numéro EAN: 4002516967347 / Numéro de matériel: 12937800 /
Ancien Numéro de matériel: 339960651NT1



- Kit pratique avec 4 tablettes de cuisson/stockage et 1 entretoise de maintien
- Profondeur de 65 mm, idéale pour le stockage des ingrédients
- Tablettes cuisson/stockage 100 % inox, idéales pour le lavage au lave-vaisselle
- Le kit est parfaitement adapté à n'importe quel tiroir S
- Les tablettes peuvent être retirées individuellement pour une flexibilité totale
- L'entretoise de maintien incluse dans le kit maintient les tablettes en place