

OrgManager

Set de plats de cuisson/récipients pour tiroirs de taille S
créé un espace de stockage pour les couverts et les petits accessoires.

Numéro EAN: 4002516966586 / Numéro de matériel: 12937810 /
Ancien Numéro de matériel: 33996066INT1



- Kit pratique avec 4 tablettes de cuisson/stockage et 1 entretoise de maintien
- Avec une profondeur de 40 mm pour un stockage optimal des petits accessoires
- Tablettes cuisson/stockage 100 % inox, idéales pour le lavage au lave-vaisselle
- Le kit est parfaitement adapté à n'importe quel tiroir S
- Les tablettes peuvent être retirées individuellement pour une flexibilité totale
- L'entretoise de maintien incluse dans le kit maintient les tablettes en place