

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 750 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



- Concentration élevée pour d'excellents résultats de lavage
- Excellente dissolution des salissures d'huile et de graisses
- Haut degré de préservation des matériaux
- Recommandé pour les appareils en inox Miele Professional et Steelco
- Primé par l'Écolabel européen
- Emballage recyclable

Numéro EAN: 4002516954507 / Numéro de matériel: 12938290 /

Ancien Numéro de matériel: 66917702V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Stérilisateurs compacts	•
Utilisations possibles	
Nettoyage des surfaces en inox	•
Entretien manuel	•
Élimination des dépôts d'amidon	•
Élimination des résidus tenaces ou secs	•
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,8
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit nettoyant inox
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Éthers de glycol, Séquestrants (sans phosphate), Agent de solution, Tensio-actifs anioniques, Tensio-actifs non ioniques
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	25
Emballage recyclable	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Sans composés phosphorés	•
Sans silicates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Excellente compatibilité avec les matériaux	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	297
Dimension extérieure, largeur nette en mm	94
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	63
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	90,00

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Nettoyant universel, faiblement alcalin, 750 ml

pour éliminer soigneusement des résidus de graisse et la poussière.



Numéro EAN: 4002516954507 / Numéro de matériel: 12938290 /

Ancien Numéro de matériel: 66917702V1

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260,00
----------------------------------------------	--------

Poids brut en kg	0,81
------------------	------

Capacité en ml	750
----------------	-----

Conformités, contrôles et indicateurs	
----------------------------------------------	--

Écolabel UE	•
-------------	---

Numéros de contrôle	
----------------------------	--

Écolabel européen : DE/020/507	•
--------------------------------	---