

ProCare Lab 10 AP - 10 l

Détergent liquide, alcalin, 10 l

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Détergent alcalin avec un pourcentage élevé de dispersants
- Exempt de tensio-actifs, phosphates et oxydants
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Pour le nettoyage des résidus tenaces ou séchés

Numéro EAN: 4029577160159 / Numéro de matériel: 12958920 /

Ancien Numéro de matériel: 62924202V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Plage de dureté de l'eau recommandée en mmol/l	0-0,5
Principaux domaines d'utilis.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Industrie des phosphates	•
Industrie de la peinture	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Polycarboxylate
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient à la verrerie de laboratoire	•
Convient à la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans phosphates	•
Sans tensioactifs	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Part élevée de dispersants	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	308
Dimension extérieure, largeur nette en mm	191

ProCare Lab 10 AP - 10 l

Détergent liquide, alcalin, 10 l

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Numéro EAN: 4029577160159 / Numéro de matériel: 12958920 /

Ancien Numéro de matériel: 62924202V1

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	234
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	190
Poids brut en kg	13,50
Capacité en ml	10000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•