

ProCare Lab 10 AT - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

Pour nettoyage intensif en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Détergent alcalin contenant des tensio-actifs
- Exempt de phosphates, d'oxydants et de silicates
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Nettoyage efficace des huiles, graisses, résines et colorants organiques

Numéro EAN: 4029577160166 / Numéro de matériel: 12959960 /

Ancien Numéro de matériel: 62925102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination de la résine	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Principaux domaines d'utilis.	
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Industrie de la peinture	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de sodium, Polycarboxylate, Tensioactifs
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient à la verrerie de laboratoire	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans phosphates	•
Sans silicates	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Effet émulsifiant et dispersant important	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142

ProCare Lab 10 AT - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

Pour nettoyage intensif en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Numéro EAN: 4029577160166 / Numéro de matériel: 12959960 /

Ancien Numéro de matériel: 62925102V1

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	6,50
Capacité en ml	5000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•