

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Produit de lavage universel alcalin
- Exempt d'oxydants et de tensio-actifs
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Nettoyage efficace pour les salissures légères à moyennes

Numéro EAN: 4029577160180 / Numéro de matériel: 12959990 /

Ancien Numéro de matériel: 62923102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des restes de terreau	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Principaux domaines d'utilis.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
Laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Instituts d'analyse sérologique	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Hydroxyde de potassium, Phosphates, Silicates
Valeur de pH à 20 °C	14,0
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient à la verrerie de laboratoire	•
Convient à la céramique	•
Peu adapté aux métaux non ferreux	•
Compatibilité limitée pour l'aluminium	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Sans tensioactifs	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Haut degré de préservation des matériaux	•
Utilisations multiples	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Détergent liquide, alcalin, 5 l

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Numéro EAN: 4029577160180 / Numéro de matériel: 12959990 /

Ancien Numéro de matériel: 62923102V1

Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids brut en kg	8,00
Capacité en ml	5000

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•