

ProCare Lab 11 MA - 10 kg  
Détergent en poudre, alcalin, 10 kg  
pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Produit de lavage universel alcalin
- Propriétés d'amortissement de la mousse, exemptes d'oxydants
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Détergent en poudre pour dosage manuel

Numéro EAN: 4029577160210 / Numéro de matériel: 12960430 /  
Ancien Numéro de matériel: 62921102V1

<b>Famille produit</b>	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
<b>Utilisations possibles</b>	
Élimination des protéines	•
Élimination du sang	•
Élimination des restes de terreau	•
Élimination des résidus organiques	•
<b>Dosage</b>	
Recommandation de dosage par charge	2-4 g/l (20-40 g/charge)
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
<b>Principaux domaines d'utilis.</b>	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Instituts d'analyse sérologique	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Type d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphates, Silicates, Tensioactifs
Valeur de pH à 20 °C	12,0
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient à la verrerie de laboratoire	•
Convient à la céramique	•
Peu adapté aux métaux non ferreux	•
Compatibilité limitée pour l'aluminium	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans agents oxydants	•
Protection des matériaux	•
Anti-mousse	•
Utilisations multiples	•
<b>Conseils de stockage</b>	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	30
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	268
Dimension extérieure, largeur nette en mm	265
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	265
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	280
Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Détergent en poudre, alcalin, 10 kg

pour nettoyage doux en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Numéro EAN: 4029577160210 / Numéro de matériel: 12960430 /

Ancien Numéro de matériel: 62921102V1

Charge en g	10000
-------------	-------

Poids brut en kg	10,44
------------------	-------

#### Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•