

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Détergent en poudre, alcalin, 10 kg

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- Produit de lavage alcalin à effet oxydant
- Sans phosphates, contient des agents de blanchiment à base d'oxygène
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Détergent en poudre pour dosage manuel

Numéro EAN: 4029577160203 / Numéro de matériel: 12960500 /

Ancien Numéro de matériel: 62922102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	•
Élimination des résidus organiques	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	2-4 g/l (20-40 g/charge)
Plage de dureté de l'eau recommandée en mmol/l	0-1,1
Principaux domaines d'utilis.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
Laboratoires d'analyse de l'eau	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie pétrolière	•
Instituts d'analyse sérologique	•
Industrie des phosphates	•
Industrie de la peinture	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de lavage alcalin
Type d'agrégat	Poudre
Composants	Agent de blanchiment à base d'oxygène, Tensioactifs, Silicates
Valeur de pH à 20 °C	13,0-14,0
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient à la verrerie de laboratoire	•
Convient à la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans phosphates	•
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection des matériaux	•
Effet oxydant	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	0
Température de stockage maximale en °C	25
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	268
Dimension extérieure, largeur nette en mm	265
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	265
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	280

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Détergent en poudre, alcalin, 10 kg

Pour nettoyage universel en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Numéro EAN: 4029577160203 / Numéro de matériel: 12960500 /

Ancien Numéro de matériel: 62922102V1

Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	270
Charge en g	10000
Poids brut en kg	10,49

Conformités, contrôles et indicateurs

Conforme aux normes SGH/CLP

•