

ProCare Lab 30 P - 5 l

Agent neutralisant à base d'acide phosphorique, acide, 5 l
pour nettoyage en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



- À utiliser comme agent neutralisant ou comme produit de prélavage acide
- Ne contient aucun tensio-actif
- Spécialement conçu pour les laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Compatible avec inox, verrerie de laboratoire, céramique et plastique
- Élimine les résidus tenaces solubles dans les acides

Numéro EAN: 4029577160241 / Numéro de matériel: 12960700 /
Ancien Numéro de matériel: 62928102V1

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Utilisations possibles	
Élimination du calcaire et autres impuretés solubles dans l'acide	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	1–4 ml/l (0,1–0,4 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Principaux domaines d'utilis.	
Laboratoires médicaux	•
Laboratoires biologiques	•
Laboratoires microbiologiques	•
Laboratoires d'analyse chimique	•
laboratoires d'analyse agroalimentaire	•
Laboratoires d'analyse de l'industrie cosmétique	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie pétrolière	•
Laboratoire d'analyse de l'industrie	•
Laboratoires de l'industrie pharmaceutique	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Agent neutralisant acide
Type d'agrégal	Concentré liquide
Composants	Phosphates, Acide phosphorique, Acide citrique
Valeur de pH à 20 °C	0,7
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient à la verrerie de laboratoire	•
Convient à la céramique	•
Ne convient pas pour l'aluminium	•
Ne convient pas aux métaux non ferreux et légers	•
Ne convient pas aux alliages de métaux légers	•
Sans tensioactifs	•
Prélavage à base d'acide	•
Excellente capacité de rinçage	•
Neutralisation des résidus alcalins émis	•
Conseils de stockage	
Température de stockage minimale en °C	-15
Température de stockage maximale en °C	30
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	217
Dimension extérieure, largeur nette en mm	142
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	248
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	140
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	240

ProCare Lab 30 P - 5 l
Agent neutralisant à base d'acide phosphorique, acide, 5 l
pour nettoyage en machine d'ustensiles et de verrerie de laboratoire.



Numéro EAN: 4029577160241 / Numéro de matériel: 12960700 / Ancien Numéro de matériel: 62928102V1	
Poids brut en kg	8,00
Capacité en ml	5000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	