

APLW 923 RFK 3rd int DC5 50Hz Kit d'équipement ultérieur

-



- -
- Installation par le service après-vente, possibilité de frais supplémentaires

Numéro EAN: 4002516973089 / Numéro de matériel: 12976550 /
Ancien Numéro de matériel: 69692300DAC

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PLW 8683 CD	•
PWD 8682 CD	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Système de dosage	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net en kg	0,82
Poids brut en kg	0,97