

APLW 928 RFK FS 60

Kit d'équipement ultérieur

Couvercle et paroi arrière pour les appareils encastrables (60 cm de large)



- Convient aux appareils à pose libre
- Installation par le service après-vente, possibilité de frais supplémentaires

Numéro EAN: 4002516981954 / Numéro de matériel: 12976630 /

Ancien Numéro de matériel: 69692800DAC

Famille produit	
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	85
Dimension extérieure, largeur brute en mm	790
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1000
Poids net en kg	9,63
Poids brut en kg	13,20