

ProCare Universal 77 A - 500 g
Nettoyant pour machines, alcalin, 500 g
pour éliminer les dépôts d'amidon tenaces.



- Élimination des dépôts de graisse
- Réduction des odeurs
- Adapté aux appareils Miele Professional

Numéro EAN: 4002517008070 / Numéro de matériel: 13068710 /
Ancien Numéro de matériel: 66921702V1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Lave-linge	•
Laveurs de laboratoire	•
Laveurs de laboratoire grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve	•
Laveurs-désinfecteurs, médecine	•
Utilisations possibles	
Élimination des dépôts d'amidon	•
Élimination de la graisse	•
Élimination de l'huile	•
Élimination des protéines	•
Dosage	
Recommandation de dosage par charge	0,5–1 dose
Utilisable avec tous les degrés de dureté de l'eau	•
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Nettoyant pour machine
Type d'agrégat	Poudre
Composants	Agent de blanchiment à base d'oxygène, Polycarboxylate, Tensioactifs
Température de stockage minimale en °C	5
Température de stockage maximale en °C	35
Valeur de pH à 20 °C	11,0
Excellentes capacités de nettoyage	•
Sans phosphates	•
Excellente préservation des matériaux	•
Part élevée de dispersants	•
Détergent intensif contenant des tensioactifs	•
Sans parfums	•
Sans microplastique	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	133
Dimension extérieure, largeur nette en mm	80
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	80
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	130
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	80
Charge en g	500
Poids brut en kg	0,57
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•