

E 338

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 8 δίσκων σε σχήμα ημικελύφους.



- Κατάλληλο για 8 δίσκους σε σχήμα ημικελύφους
- διαθέτει 10 βάσεις (8 διαμερ.), Π 295, Β 33 mm
- Μέγ. διαστάσεις δίσκου 290 x 30 mm
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάλυτρο

EAN: 400251116160 / Αριθμός υλικού: 03080600 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69533801D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για δίσκους	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	8
Χωρητικότητα	
Δίσκοι [ποσότητα]	8
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	305
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	310
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	500
Καθαρό βάρος σε kg	0,62
Μικτό βάρος σε kg	0,84