

E 363

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση γυναικολογικών εργαλείων και εργαλείων ΩΡΛ.



- Πλάτος πλέγματος 1 mm
- Διαθέτει καπάκι
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάνιστρο

EAN: 4002511116283 / Αριθμός υλικού: 03149790 / Παλιός αριθμός υλικού: 69536301D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Δικτυωτός δίσκος	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	225
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,62
Μικτό βάρος σε kg	0,71