

E 363

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων



- Πλάτος πλέγματος 1 mm
- Διαθέτει καπάκι
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κόνιστρο

EAN: 4002511116283 / Αριθμός υλικού: 03149790 / Παλιός αριθμός υλικού: 69536301D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Δικτυωτός δίσκος	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	225
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,62
Μικτό βάρος σε kg	0,71