

E 378

Ένθετο

Για στήριξη διαφόρων εργαλείων.



- Σύρμα πλέγματος 0,8 mm, μέγεθος πλέγματος 1,7 mm, πλαίσια 5 mm
- διαθέτει 2 λαβές
- Για χρήση στο κάτω κάμιστρο

EAN: 400251116443 / Αριθμός υλικού: 03203530 / Παλιός αριθμός υλικού: 69537801D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία γυναικολογικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	560
Καθαρό βάρος σε kg	1,78
Μικτό βάρος σε kg	2,25