

E 146

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων.



- Για μάσκες οδοντιατρικής νάρκωσης
- Πλάτος πλέγματος στη βάση 3 mm, στα πλευρά 1,7 mm, καπάκι 8 mm
- διαθέτει 2 αρθρωτές λαβές
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάνιστρο

EAN: 400251116009 / Αριθμός υλικού: 03346680 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69514601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Δικτυωτός δίσκος	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	150
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	225
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	245
Καθαρό βάρος σε kg	0,61
Μικτό βάρος σε kg	0,70