


GGO

Ένθετο για ποτήρια  
για το επάνω κάλυμμα ρυθμιζόμενου ύψους.

EAN: 4002513932072 / Αριθμός υλικού: 03636036 / Παλιός αριθμός υλικού: 21995219D



- Χρησιμοποιείται μόνο από δεξιά
- Κατάλληλο για τα G 572/577/579/582-595 SC, G 305, G 898 SC,
- G 1000 – G 1999, καθώς και για τα G 2000 – G 2999
- Ασφαλής στερέωση ψηλών κολωνάτων ποτηριών