


Ο 176

Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ., αρθροσκόπησης και ουρολογίας.



- Διαθέτει 14 ακροφύσια έγχυσης/χωνιά
- Αριστερά ένθετα, δεξιά κοίλα εργαλεία (έως 500 mm)
- Κατακόρυφο διάκενο αριστερά 360 +/- 20 mm
- Δεν είναι δυνατή η δοσομέτρηση σκόνης
- Χωρίς βραχίονα πλύσης, με σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα

EAN: 4002511114890 / Αριθμός υλικού: 03807420 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69117601D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάνιστρο εγχυτήρων	•
Πάνω κάνιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	10
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	409
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	475
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	531
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	545
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	530
Καθαρό βάρος σε kg	4,80
Μικτό βάρος σε kg	6,50
Συνοδευτικό πακέτο	
Περίβλημα καταιονισμού E 442, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 6 mm [πλήθος]	2
Σωλήνας σλικόνης E 448 με θηλυκό προσαρμογέα Luer Lock [πλήθος]	2
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 452, 2,5 x 60 mm [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 453, 4 x 110 mm με κλιπ συγκράτησης [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 για περιβλήματα τροκάρ 10-15 mm [πλήθος]	1
Πίδακας ψεκασμού Ø 2,5 mm [πλήθος]	2
Πίδακας ψεκασμού Ø 4 mm [πλήθος]	4
Χοάνη [πλήθος]	4