


O 183

Πάνω κάنيτρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουργ., αρθροσκοπησης και ουρολογίας.



- Αριστερή πλευρά: 10 ακροφ. έγχυσης ή ελεύθερη τοποθέτηση ενθέτων
- Δεξιά πλευρά: 14 ακροφύσια έγχυσης/χοάνες για κοίλα εργαλεία
- Κατακόρυφο διάκενο 285 +/- 30 mm· κοίλα εργαλεία 370 +/- 30 mm
- Δεν είναι δυνατή η δοσομέτρηση σκόνης

EAN: 4002511114920 / Αριθμός υλικού: 03807470 / Παλιός αριθμός υλικού: 69118301D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάνιστρο εγχυτήρων	•
Πάνω κάنيτρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	14
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	475
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	410
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	555
Καθαρό βάρος σε kg	4,00
Μικτό βάρος σε kg	4,80