

U 167

Κάτω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση σκευών αναισθησίας.



- Για 4 περιέκτες νατρασβέστου, 9 φιάλες εκκριμάτων & σκεύη
- 20 βάσεις, ύψος 200 mm mm, απόσταση περ. 95 mm mm

EAN: 400251114784 / Αριθμός υλικού: 03807600 / Παλιός αριθμός υλικού: 69116702D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάτω κάνιστρο	•
Κινητή μονάδα για εργαλεία αναισθησίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Σύρμα, με επένδυση rilsan
Χρώμα	Λευκό
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	95
Ύψος ράγας σε mm	200
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	516
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	240
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	550
Καθαρό βάρος σε kg	3,10
Μικτό βάρος σε kg	4,60