


E 124

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 100 x 100 mm.

EAN: 4002511115811 / Αριθμός υλικού: 03808500 / Παλιός αριθμός υλικού: 69512401D



- 16 διαμερίσματα, διάσταση: 100 x 100 mm (φιάλη), 48 x 48 mm (λαιμό)
- Για χρήση στο κάτω κάμιστρο

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	16
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	480
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	480
Καθαρό βάρος σε kg	1,44
Μικτό βάρος σε kg	1,80