


E 125

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 125 x 125 mm.



- 9 διαμερίσματα, διάστ.: 125 x 125 mm (φιάλη), 55 x 55 mm (λαιμός)
- Για χρήση στο κάτω κάμιστρο

EAN: 4002511115828 / Αριθμός υλικού: 03808510 / Παλιός αριθμός υλικού: 69512501D

<b>Ταξινόμηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντος</b>	
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	9
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	224
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	460
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	480
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	480
Καθαρό βάρος σε kg	1,81
Μικτό βάρος σε kg	2,56