


E 126

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση φιαλών έγχυσης. Επιφάνεια 45 x 45 mm.

EAN: 4002511115835 / Αριθμός υλικού: 03808520 / Παλιός αριθμός υλικού: 69512601D



- 48 διαμερίσματα, διάστ.: 45 x 45 mm (φιάλη), 28 x 28 mm (λαιμός)

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	48
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	83
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	475
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	475
Καθαρό βάρος σε kg	1,92
Μικτό βάρος σε kg	2,05