

E 135

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 19 μπιμπερό έως 250 ml.



- Κατάλληλο για 19 μπιμπερό 250 ml
- Κατάλληλο για φιάλες μεγέθους 56 x 56 mm, λαμός: 49 x 49 mm
- Για το πάνω κάλυμμα A 102 και το κάτω κάλυμμα A 151

EAN: 4002511115903 / Αριθμός υλικού: 03808630 / Παλιός αριθμός υλικού: 69513501D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία μπιμπερό	•
Χωρητικότητα	
Μπιμπερό [πλήθος]	19
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	194
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	192
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	447
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	465
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	205
Καθαρό βάρος σε kg	1,93
Μικτό βάρος σε kg	2,10