

E 135/2

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 19 μπιμπερό έως 90 ml.



- Κατάλληλο για 19 μπιμπερό 90 ml
- Κατάλληλο για φιάλες μεγέθους 51 x 51 mm, λαμός: 42 x 42 mm
- Για το πάνω κάλυτρο A 102 και το κάτω κάλυτρο A 151

EAN: 4002511115927 / Αριθμός υλικού: 03808650 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 69513503D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία μπιμπερό	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Μπιμπερό [πλήθος]	19
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	125
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	192
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	447
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	140
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	480
Καθαρό βάρος σε kg	1,97
Μικτό βάρος σε kg	2,10