

E 135/3

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 19 μπιμπερό έως 120 ml.



- Κατάλληλο για 19 μπιμπερό 120 ml
- Κατάλληλο για φιάλες μεγέθους 56 x 56 mm, λαμός: 49 x 49 mm
- Για το πάνω κάλυτρο A 102 και το κάτω κάλυτρο A 151

EAN: 4002511115934 / Αριθμός υλικού: 03808670 / Παλιός αριθμός υλικού: 69513504D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για διάφορες φιάλες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία μπιμπερό	•
Χωρητικότητα	
Μπιμπερό [πλήθος]	19
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	135
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	192
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	447
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	470
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	130
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	230
Καθαρό βάρος σε kg	1,94
Μικτό βάρος σε kg	2,00