

E 336

Θήκες καταιονισμού

Για βέλτιστη φόρτωση πιπετών/εργαλείων μικροεπεμβ. χειρουργ. σε μονάδες έγχυσης.

EAN: 4002511117068 / Αριθμός υλικού: 03809390 / Παλιός αριθμός υλικού: 69733601D



- Συγκρατεί πιπέτες μέγιστου μήκους έως 445 mm
- Πλαστική, βιδωτή σύνδεση

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Θήκη καταιονισμού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Χωρητικότητα	
Πιπέτες [πλήθος]	1
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	1
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	121
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	11
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	11
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	10
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	125
Διάμετρος σε mm	11

E 336

Θήκες καταιονισμού

Για βέλτιστη φόρτωση πιπετών/εργαλείων μικροεπεμβ. χειρουργ. σε μονάδες έγχυσης.

EAN: 4002511117068 / Αριθμός υλικού: 03809390 / Παλιός αριθμός υλικού: 69733601D

Καθαρό βάρος σε kg

0,02

Μικτό βάρος σε kg

0,02

