

E 381

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση υλικών διασωλήνωσης.



- 20 ακροφύσια Ø 4,0 x 30 mm, 5 ακροφύσια Ø 2,5 x 30 mm (5 χαλαρά)
- 6 ακροφύσια ψεκασμού για αναπν. σάκκους E 466, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 ακροφύσια έγχυσης φυσούνας E 431, Ø 8,0 x 193 mm
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα
- Πλαίσιο για ML/2 για αναγν. συρόμ. κάνιστρου/χειρισμό βραχ.πλύσ.

EAN: 4002511116474 / Αριθμός υλικού: 03809890 / Παλιός αριθμός υλικού: 69538101D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για εργαλεία αναισθησίας	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	502
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	515
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	500
Καθαρό βάρος σε kg	6,80
Μικτό βάρος σε kg	8,70