


UTS

Κουτί εργαλείων

για ιδανικό καθαρισμό μικρών εξαρτημάτων.



- Διαθέτει καπάκι
- 3 διαμερίσματα με μέγεθος ?? x ??

EAN: 400251117143 / Αριθμός υλικού: 03810260 / Παλιός αριθμός υλικού: 69741001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	3
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	93
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	102
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	350
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	605
Καθαρό βάρος σε kg	0,75
Μικτό βάρος σε kg	1,00