


## ID 90

Ακροφύσιο έγχυσης  
με πλαστικά στηρίγματα, Ø 3 mm, μήκος 90 mm.



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Κατάλληλο π.χ. για ογκομετρικές φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες

EAN: 4002511116962 / Αριθμός υλικού: 03810320 / Παλιός αριθμός υλικού: 69709001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	32
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	32
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	90
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	32
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	100
Διάμετρος σε mm	3
Καθαρό βάρος σε kg	0,00
Μικτό βάρος σε kg	0,01