


ID 220

Ακροφύσιο έγχυσης
με πλαστικά στηρίγματα, Ø 6 mm, μήκος 220 mm.



- Για κανονικές κινητές μονάδες έγχυσης και κάνιστρα εγχυτήρων
- Κατάλληλο π.χ. για ογκομετρικές φιάλες και δοκιμαστικούς σωλήνες

EAN: 400251117020 / Αριθμός υλικού: 03810390 / Παλιός αριθμός υλικού: 69722001D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης για εργαστήρια

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας για εργαστήρια

•

Παρόμοια προϊόντα

G 7825

•

PG 8527

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 7111

•

Κατηγορία προϊόντων

Ακροφύσιο έγχυσης

•

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου

•

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Πλαστικά

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας,
Μαύρο

Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων

0

Τάση σε V

0-0

Συχνότητα σε Hz

0-0

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

0,00-0,00

Ασφάλεια σε A

0-0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

55

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

55

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

220

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

60

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

60

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

220

Διάμετρος σε mm

6

Καθαρό βάρος σε kg

0,02

Μικτό βάρος σε kg

0,03