

E 142

Ένθετο

Για στήριξη διαφόρων εργαλείων.



- Σύρμα 1 mm, μέγεθος πλέγματος 5 mm, πλαίσιο 5 mm
- διαθέτει 2 αρθρωτές λαβές
- Μέγιστο φορτίο 10 kg

EAN: 4002511115972 / Αριθμός υλικού: 03830300 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69514201D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Δικτυωτός δίσκος	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία γυναικολογικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	255
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	480
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	280

E 142
Ένθετο
Για στήριξη διαφόρων εργαλείων.

EAN: 4002511115972 / Αριθμός υλικού: 03830300 / Παλιός αριθμός υλικού: 69514201D



Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	515
Καθαρό βάρος σε kg	0,70
Μικτό βάρος σε kg	0,86