

AK 12
Ένθετο
για στερέωση διαφόρων σκευών.



- Κατάλ. για αντλίες μητρ. γάλακτος, ποτήρια ζέσεως & χωνιά, π.χ.

EAN: 4002511115620 / Αριθμός υλικού: 03830510 / Παλιός αριθμός υλικού: 69501201D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Κατηγορία προϊόντος	
Ένθετο/μονάδα για ποτήρια ζέσεως	•
Ένθετο/μονάδα για γυάλινα σκεύη με φαρδύ λαιμό	•
Άλλα ένθετα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	122
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	224
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	434
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	123
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	315
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	505
Καθαρό βάρος σε kg	0,74
Μικτό βάρος σε kg	1,06