

MT
Φορεία
για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.



- Για την αποθήκευση και μεταφορά κανίστρων και ενθέτων
- Διαιρείται σε 4 επίπεδα που μπορούν να ρυθμιστούν κατά 102,5 mm
- Κινητό με 4 ασφαλιζόμενα ροδάκια
- Όγκος φόρτωσης 549 x 599 mm

EAN: 4002511820005 / Αριθμός υλικού: 03893140 / Παλιός αριθμός υλικού: 69200102D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1985
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	662
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	616
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	2030
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	680
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	680
Καθαρό βάρος σε kg	23,00
Μικτό βάρος σε kg	29,00