


A 14

Καπάκι

Για στερέωση ευαίσθητων ειδών για πλύση.



- Ανοξείδωτο καπάκι
- Οπές 7 x 7 mm, πηχάκι 3 mm
- Για ένθετο AK 12

EAN: 4002511860995 / Αριθμός υλικού: 03981970 / Παλιός αριθμός υλικού: 69745002D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Κατηγορία προϊόντων	
Καπάκι	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία διαφόρων σκευών	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	20
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	30
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	240
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,20
Μικτό βάρος σε kg	0,29