

Ersatzteile Küche  
Φίλτρο χνουδιών, αριστερό  
για το φιλτράρισμα των χνουδιών στα στεγνωτήρια

EAN: 4002512082099 / Αριθμός υλικού: 04061831 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Πλαστικό πλαίσιο με πλέγμα
- Αφαιρείται εύκολα για να καθαριστεί
- για χρήση σε άνοιγμα πόρτας
- μπορεί να τοποθετηθεί στα αριστερά
- για T4xx, T5xx, T6xx
- Συγκρίνετε το εξάρτημα με το ανταλλακτικό που απεικονίζεται