

E 442

Θήκες καταιονισμού

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.



- Κατάλληλο για εργαλεία \varnothing 4 – 8 mm, με βιδωτή σύνδεση
- Μήκος 121 mm mm, \varnothing 6 mm mm
- Καπάκι, άνοιγμα \varnothing 6 mm
- Κλιπ στερέωσης (αρ. υλ. 4174850)

EAN: 4002511908208 / Αριθμός υλικού: 04203830 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69744201D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•

Παρόμοια προϊόντα

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Κατηγορία προϊόντων

Θήκη καταιονισμού	•
-------------------	---

Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο

Περιοχή εφαρμογής

Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	121
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	120
Διάμετρος σε mm	6
Καθαρό βάρος σε kg	0,03
Μικό βάρος σε kg	0,03