

E 446

Κάλυμμα θήκης καταιονισμού  
για βέλτιστη ασφάλιση εργαλείων σε περιβλήματα καταιονισμού.



- 12 καπάκια για περιβλήματα καταιονισμού
- Άνοιγμα Ø 10 mm mm

EAN: 4002511908178 / Αριθμός υλικού: 04203860 / Παλιός αριθμός υλικού: 69744601D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Διαφανές
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	120
Διάμετρος σε mm	10
Καθαρό βάρος σε kg	0,03
Μικτό βάρος σε kg	0,03