

E 447

Προσαρμογέας

για τη σύνδεση αρσενικών συνδέσμων Luer-Lock.



- Για αρσενικά Luer-Lock, με βιδωτή σύνδεση

EAN: 4002511908468 / Αριθμός υλικού: 04203870 /

Παλιός αριθμός υλικού: 69744701D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Βάση ή/και προσαρμογέας για εργαλεία μετάδοσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία οφθαλμιατρικών εργαλείων	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	8
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	8
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	120
Διάμετρος σε mm	8
Καθαρό βάρος σε kg	0,00
Μικό βάρος σε kg	0,00